


## 脉搏血氧饱和度传感器（成人指夹）



**产品名称：**脉搏血氧饱和度传感器（成人指夹）

**品牌：**美的连/Medlinket

**OEM/ODM 定制服务：**可提供支持

更多产品信息，请见下面信息，或直接联系我们

### 【产品特性】

- ★ 精度规格符合 CE、FDA、NMPA 要求；
- ★ 探头端连接器网尾防积尘设计，更易清洁；
- ★ 指夹外壳与硅胶无缝隙连接，使用更加舒适，便于清洁；
- ★ 良好的生物相容性，不含乳胶，避免对患者产生过敏反应。

### 【产品参数】

兼容机型	马西莫 Rad-5/57/5V/7/8/87、Pronto-7 系列的血氧仪 使用 Masimo 技术模块的监护仪（2021 年前机器）
原厂型号	2407, 2053, DCI-DC3
规格	20pin, 成人指夹, 3m
电缆	4mm, TPU, 灰色



深圳市美的连医疗电子股份有限公司  
Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd  
地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区 2 号 4 楼和 5 楼  
电话：(86) 755-61120299 / 61120085 邮箱：sales@med-linket.com  
官网：www.med-linket.com

## 【适用范围】

与相应的监护仪或血氧仪配套使用，作采集和传递患者的血氧饱和度及脉率信号用。

美的连医疗，自 2004 年成立以来，一直专注为麻醉与 ICU 重症监护提供优质的医用线缆组件与传感器，以及生命体征远程监测解决方案。产品种类丰富，覆盖血氧、温度、脑电、心电、血压、二氧化碳、高频电刀等等系列产品，可根据客户需求提供 OEM/ODM 定制服务。

想了解美的连脉搏血氧饱和度传感器更多产品信息，可致电咨询我们~

\*声明：以上内容中所有显示的注册商标、品名、型号等等，其所有权均为原持有者或原有厂商所有，本文仅用于说明美的连产品的兼容性，别无他意！以上所有信息仅供参考，切勿作为医疗机构或有关单位工作指南，否则，造成任何后果与本公司无关。



深圳市美的连医疗电子股份有限公司

Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd

地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区 2 号 4 楼和 5 楼

电话：(86) 755-61120299 / 61120085 邮箱：sales@med-linket.com

官网：www.med-linket.com