

CA60 微型呼气末二氧化碳监测仪



产品介绍

深圳市美的连医疗电子股份有限公司已拥有世界上最小的潮气量末（又称二氧化碳浓度）监测仪，可在所有呼吸条件下测量二氧化碳浓度和呼吸速率。尤其是为麻醉病人、ICU、呼吸科进行呼吸支持和呼吸管理提供明确指标。它体积小，重量轻，能耗低，具有灵活性和便利性。

产品特性

- 体积小，重量轻（仅50g）；
- 低功耗，续航3小时；
- 一键操作；
- 恒温控制，有效防止水汽干扰；
- 大字体显示和波形显示界面；
- 独有的吸入二氧化碳量功能；
- 内置锂电池，防水IP×6。

应用领域

- 在心肺复苏期间监测患者的呼吸状况；
- 在运输过程中监测患者的呼吸情况；
- ET管放置的验证。

技术规格

传感器类型:	美的连二氧化碳监测仪	
CO2精度:	0 - 40 mmHg	±2 mmHg
	41 - 70 mmHg	±5% 的读数
	71 -100 mmHg	±8% 的读数
呼吸频率:	范围	3 - 99 BPM
	准确度	±1 次呼吸
报警:	检查适配器, 无呼吸, 电池电量太低, ETCO2太低, ETCO2太高, IN CO2太高, RR太低, RR太高。	
校准:	无需用户校准, 传感器在插入适配器时自动为零。	
电池特征:	电池: 可重复充电的锂电池 输入功率: 5V,1A	
尺寸:	尺寸: 55 (长) X 37 (宽) X 32 (高) 毫米 重量: 50克 (包括电池和适配器)	
认证:	设计符合YY0601和ISO21647标准。	

相关配件:



CA10-001: 大号气路适配器



CA10-002: 小号气路适配器



美的连微信



美的连官网

深圳市美的连医疗电子股份有限公司
Shenzhen Med-link Electronics Tech Co.,Ltd

地址: 中国 广东 深圳市龙华新区大浪办事处浪口社区大浪南路西侧英泰隆工业区A栋 (A区1栋厂房) 4楼

电话: (86) 755-61120299/61123746/61123742 传真: (86) 755-61120055

Email: sales@med-linket.com

网站: www.med-linket.com