

EtCO2 旁流模块配件



产品名称：ETCO2 旁流模块配件

品牌：美的连/Medlinket

OEM/ODM 定制服务：可提供支持

适用人群：成人，儿童

规格描述：2m, 2.5m, 3m

更多产品信息，请见下面信息，或直接联系我们

兼容信息：

兼容品牌	原装型号
迈瑞	115-043001-00(M02A-10-25937) ,115-043002-00(M02A-10-25938) , 115-043017-00(9200-10-10533) , 115-043021-00(9000-10-07487) , 115-043020-00(9000-10-07486)

产品类别：

- 1) 单病人使用 CO2 鼻腔采样管、单病人使用 CO2 鼻腔采样管 (带干燥管)
- 2) 单病人使用气路采样管、单病人使用气路采样管 (带干燥管)



深圳市美的连医疗电子股份有限公司

Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd

地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区 2 号 4 楼和 5 楼

电话：(86) 755-61120299 / 61120085 邮箱：marketing@med-linket.com

官网：www.med-linket.com

3) 弯头气路适配器、直型气路适配器

4) 水过滤器

美的连医疗，自 2004 年成立以来，一直专注为麻醉与 ICU 重症监护提供优质的医用线缆组件与传感器，以及生命体征远程监测解决方案。产品种类丰富，覆盖血氧、温度、脑电、心电、血压、二氧化碳、高频电刀等等系列产品，可根据客户需求提供 OEM/ODM 定制服务。

*想了解美的连 EtCO₂ 旁流模块配件更多产品信息，可致电咨询我们~

产品标签/关键词：EtCO₂ 旁流模块配件，CO₂ 鼻腔采样管，气路采样管，直型气路适配器，水过滤器

*声明：以上内容中所有显示的注册商标、品名、型号等等，其所有权均为原持有者或原有厂商所有，本文仅用于说明美的连产品的兼容性，别无他意！以上所有信息仅供参考，切勿作为医疗机构或有关单位工作指南，否则，造成任何后果与本公司无关。



深圳市美的连医疗电子股份有限公司

Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd

地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区 2 号 4 楼和 5 楼

电话：(86) 755-61120299 / 61120085 邮箱：marketing@med-linket.com

官网：www.med-linket.com