


## 美的连新品推荐



### 兼容伟伦动态心电导联线

#### 【产品特性】

- ★ 优良的屏蔽性能和抗干扰性能，信号质量更佳；
- ★ 病人电极端选择多样：按扣式，夹式，香蕉插式；
- ★ 高性价比，良好的生物相容性。

#### 【适用范围】

与伟伦SE-PRO-600 PRO心电记录仪模块、心电电极配套使用，用于传递自人体体表采集到的心电信号。

#### 【产品参数】

兼容机型	伟伦 SE-PRO-600 PRO 心电记录仪模块		
电极端图片	原厂编号	订购代码	规格描述
A	SE-PC-IEC-PUSH	HA135S10I	14pin, 10 导, 按扣, 欧标, 2.3m
	/	HA135S10A	14pin, 10 导, 按扣, 美标, 2.3m
B	RE-PC-IEC-BAN	HA135B10I	14pin, 10 导, 香蕉插, 欧标, 2.3m
	RE-PC-AHA-BAN	HA135B10A	14pin, 10 导, 香蕉插, 美标, 2.3m
C	SE-PC-IEC-CLIP	HA135C10I	14pin, 10 导, 夹式, 欧标, 2.3m
	SE-PC-AHA-CLIP	HA135C10A	14pin, 10 导, 夹式, 美标, 2.3m

\*声明：以上内容中所有显示的注册商标、品名、型号等等，其所有权均为原持有者或原有厂商所有，本文仅用于说明美的连产品的兼容性，别无他意！以上所有信息仅供参考，切勿作为医疗机构或有关单位工作指南，否则，造成任何后果与本公司无关。



深圳市美的连医疗电子股份有限公司

Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd

地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区2号4楼和5楼

电话：(86) 755-61120299 / 61120085 邮箱：sales@med-linket.com

官网：www.med-linket.com