

美连(HyLink)脉搏血氧饱和度探头系列


产品规格

连接器: 成型式插头, 镀金触点,
 电线: 硅胶外被数据线、柔软舒适
 传感器: 硅胶与PBT材质外壳, 进口芯片
 接触电阻: <0.1 ohm
 脉率范围: 25-300 bpm
 脉率精度: ≤3 bpm (25-250bpm)
 血氧范围: 0-100%
 血氧精度: 90%-100%时±2%
 70%-90%时±2.5%
 60%-80%时±3%

产品特性

探头具有更宽的适用范围;
 硅胶电缆外皮及独特的探头,
 使患者更舒适;
 传感器可浸泡, 轻松清洁和消毒;
 含有抗菌剂的线缆外皮更具抑菌能力。

产品认证与注册



美连 (HyLink) 兼容性

脉搏血氧饱和度探头

兼容主要品牌的血氧模块

深圳市美的连医疗电子股份有限公司
 地址: 深圳市龙华新区大浪办事处浪口社区大浪南路西侧英泰隆工业区A栋 (A区1栋厂房)4楼

总机: +86 755 61120299
 国内业务部直线: 0755 61120199
 电子邮箱: sales@med-linket.com
 客服热线: +86 755 61120299-834

海外业务部热线: +86 755 61120085
 传真: +86 755 61120055
 官方网站: www.med-linket.com
 客服邮箱: user07@med-linket.com

产品订购代码说明



参考图片与代码示例



深圳市美的连医疗电子股份有限公司
 地址: 深圳市龙华新区大浪办事处浪口社区大浪南路西侧英泰隆工业区A栋 (A区1栋厂房)4楼

总机: +86 755 61120299
 国内业务部直线: 0755 61120199
 电子邮箱: sales@med-linket.com
 客服热线: +86 755 61120299-834

海外业务部热线: +86 755 61120085
 传真: +86 755 61120055
 官方网站: www.med-linket.com
 客服邮箱: user07@med-linket.com



产品订购代码说明

98 **21** **03** **08** **004**

品牌代码
HyLink

产品类别：




气管长度与管数：

- 02表示20cm, 单管
- 03表示30cm, 单管
- 05表示50cm, 单管
- 10表示100cm, 单管
- 22表示20cm, 双管
- 23表示30cm, 双管
- 24表示40cm, 双管

兼容品牌与机型：

- 兼容品牌与机型、连接器类型
- 000表示无气管接头；
- 001表示管对管连接头；
- 002表示滑入式金属公接头；
- 004表示弹簧自锁金属公接头；
- 005表示弹簧自锁塑料公接头；




袖带类型：

如下为无囊袖带和一次性袖带规格尺寸

- 01 1#新生儿, 适用手臂周长3~6cm
- 02 2#新生儿, 适用手臂周长4~8cm
- 03 3#新生儿, 适用手臂周长6~11cm
- 04 4#新生儿, 适用手臂周长7~14cm
- 05 5#新生儿, 适用手臂周长8~15cm
- 06 儿童, 手臂周长=15~22cm
- 07 小成人, 手臂周长=17~25cm
- 08 成人, 手臂周长=24~32cm
- 09 成人加长, 手臂周长=28~37cm
- 10 大成人, 手臂周长=32~42cm
- 11 成人大腿, 脚臂周长=42~50cm

如下为舒适型袖带规格尺寸：

- 03 新生儿, 手臂周长:=6~11cm
- 05 婴儿, 手臂周长.=10~15cm
- 06 儿童, 手臂周长:=14~21cm
- 07 小成人, 手臂周长:=20.5~28cm
- 08 成人, 手臂周长:=27~35cm
- 10 加大成人, 手臂周长.=34~43cm
- 11 成人大腿, 大腿周长:=42~54cm,



美连(HyLink)系列无创血压袖带

产品规格

- 气囊充放气寿命: >10000次
- 魔术钩与魔术贴寿命: >10000次
- 气嘴拉力: >10KG
- 最大工作压力: 300mmHg (新生儿不适用)
- 重复用袖带气管长度: 300mm,
- 一次性袖带气管长度: 200mm

产品特性

- 有囊袖带兼具耐用和舒适性；
- 无囊袖带更易于清洁、非常耐用；
- 透明的新生儿袖带更易于发现淤青；
- 新生儿袖带采用优质皮料，最大化柔软和舒适；
- 不含PVC, 不含DEHP, 不含乳胶；
- 多种色彩印字和/或气管颜色，更易识别规格

产品认证与注册



美连 (HyLink)

兼容性

无创

血压袖袋

兼容丰富的接头, 可兼容多种品牌和型号的设备

产品订购代码说明

98 **11** **10** **21** **022**

品牌代码
Hylink

产品类别：
11:监护仪心电线
12:心电图仪心电线
13:动态心电线

兼容品牌与机型:

- 001表示) DIN式插头 (1.5mm);
- 011表示LL型插头;
- 021表示PHILIPS AAMI型2pin插头
- 022表示PHILIPS 新式导联插头;
- 031表示GEMulti-link (Set -Group type)
- 041表示德尔格欧式导联线
- 042表示德尔格新款导联线
- 061表示迈瑞2PIN导联线插头
- 062表示Datascope导联线插头

电极端连接器类型:

	11	新生儿电极夹 (欧标三导) 尺寸: 21.2mmx13.5mmx4.2mm 用途: 新生儿和婴儿的心电、脑电、肌电测量	
	12	新生儿电极夹 (美标三导) 尺寸: 21.2mmx13.5mmx4.2mm 用途: 新生儿和婴儿的心电、脑电、肌电测量	
	21	水滴状电极夹 (欧标三导) 尺寸: 43mmx9mmx18mm 用途: 成人和儿童的心电、脑电、肌电测量	
	22	水滴状电极夹 (美标三导) 尺寸: 43mmx9mmx18mm 用途: 成人和儿童的心电、脑电、肌电测量	
	23	水滴状电极夹 (欧标五导) 尺寸: 43mmx9mmx18mm 用途: 成人和儿童的心电、脑电、肌电测量	
	24	水滴状电极夹 (美标五导) 尺寸: 43mmx9mmx18mm 用途: 成人和儿童的心电、脑电、肌电测量	

产品长度:

03表示30cm, 05表示50cm, 10表示100cm, 15表示150cm, 20表示200cm, 25表示250cm, 30表示300cm

参考图片与代码示例



美连(HyLink)心电导连线系列

产品规格

- 弯折寿命: 10000次
- 电线拉力: 10KG
- 插拔寿命: 10000次
- 接触电阻: 0.1 ohm
- 导通电阻: <1 ohm
- 绝缘阻抗: >100Mohm
- 噪音: <50uV
- 耐压: >1000VAC
- 插头与线的拉力: 8KG
- 电极连接器与线拉力: 8KG

产品特性

- 独具一格的新式电极夹, 零压力连接电极;
- 银箔丝导体寿命更长, 信号传输效果佳;
- 非移TPU, 保证舒适性与强度的下不伤设备;
- 含有抗菌剂的外皮, 抑制细菌的生长。

产品认证与注册



FDA
美国FDA注册号:
3006636961



美连 (HyLink)

兼容性

兼容主要品牌的心电电缆

让心电图师摆脱纠缠，不用学编马尾辫



美连 (HyLink) 系列心电图机电缆与导联线

产品规格

弯折寿命: >10000次
 电线拉力: >10KG
 插头与线的拉力: >8KG
 电极连接器与线拉力: >8KG
 插拔寿命: >10000次
 接触电阻: <0.1 ohm
 导通电阻: <1 ohm
 噪声: <50uV
 绝缘阻抗: >100Mohm
 耐压: >1000VAC

产品特性

全球独有的集束专利技术，摆脱导联线纠缠；
 独具一格的新式电极夹，零压力连接电极；
 香蕉插头含有伸缩功能的护套更安全；
 银箔导体寿命更长，信号传输效果佳；
 非移TPU，保证舒适性与强度的下不伤设备；
 含有抗菌剂的外皮，抑制细菌的生长。

产品认证与注册




FDA
 美国FDA注册号:
 3006636961



深圳市美的连医疗电子股份有限公司
 地址: 深圳市龙华新区大浪办事处浪口社区大浪南路西侧英泰隆工业区A栋
 (A区1栋厂房)4楼

总机: +86 755 61120299
 国内业务部直线: 0755 61120199
 电子邮箱: sales@med-linket.com
 客服热线: +86 755 61120299-834


海外业务部热线: +86 755 61120085
 传真: +86 755 61120055
 官方网站: www.med-linket.com
 客服邮箱: user07@med-linket.com



心电图机电缆
与导联线

美连
(HyLink)

兼容性



兼容
主要品牌的
心电模块

产品订购代码说明

98

品牌代码
HyLink

12

产品类别:

11: 监护仪心电线
 12: 心电图仪心电线
 13: 动态心电线

30

41

018

兼容品牌与机型:

001表示日本光电9620, DB15M有螺钉;
 002表示 伯迪克EK10, DB15M无螺钉;
 004表示上海光电6511, DB15M无螺钉;
 005表示伯迪克Quinton, DB15M无螺钉;
 008表示GE马葵MAC1200, DB15M无螺钉;
 009表示日本光电Cardiofax6151, DB15M有螺钉;
 015表示铃谦Kanz PC-109, DB15M无螺钉弯头;
 016表示Cardioline/remco, 圆形16针插头(有锁锁)
 018表示飞利浦Pagewrite100/200, DB15M有螺钉

电极连接器类型

31

分线器: 水滴状电极夹, 十导, 欧标 (IEC)
 尺寸: 43mmx9mmx18mm
 用途: 成人的心电、脑电、肌电测量

32

分线器: 水滴状电极夹, 十导, 美标 (AHA)
 尺寸: 43mmx9mmx18mm
 用途: 成人的心电、脑电、肌电测量

33

分线器: 水滴状电极夹, 十导, 替代欧标 (IH)
 尺寸: 43mmx9mmx18mm
 用途: 成人的心电、脑电、肌电测量

41

分线器: 香蕉插, 十导, 欧标 (IEC)
 插头尺寸: $\Phi 4.0\text{mm}$
 用途: 成人的心电、脑电、肌电测量

42

分线器: 香蕉插, 十导, 美标 (AHA)
 插头尺寸: $\Phi 4.0\text{mm}$
 用途: 成人的心电、脑电、肌电测量

43

分线器: 香蕉插, 十导, 替代欧标 (IH)
 插头尺寸: $\Phi 4.0\text{mm}$
 用途: 成人的心电、脑电、肌电测量

产品长度:

03表示30cm, 05表示50cm, 10表示100cm, 15表示150cm
 20表示200cm, 25表示250cm, 30表示300cm, 50表示500cm

深圳市美的连医疗电子股份有限公司

地址: 深圳市龙华新区大浪办事处浪口社区大浪南路西侧英泰隆工业区A栋
 (A区1栋厂房)4楼

总机: +86 755 61120299
 国内业务部直线: 0755 61120199
 电子邮箱: sales@med-linket.com
 客服热线: +86 755 61120299-834

海外业务部热线: +86 755 61120085
 传真: +86 755 61120055
 官方网站: www.med-linket.com
 客服邮箱: user07@med-linket.com